

# HI 146-00 Zidni precizni termometar u ° C



- U skladu s HACCP - om
- CAL CHECK<sup>®</sup> funkcija
- Objesite iznad uzoraka ili mjerite na licu mjesta
- Temperaturna sonda od nehrđajućeg čelika
- Vodootporan

HI 146-00 je termometar visoke točnosti s profesionalnom sondom i fleksibilnim kablom od 2 m. CAL CHECK<sup>®</sup> značajka omogućuje potvrdu točnosti uređaja u bilo koje vrijeme. Možete pratiti točnu temperatura bilo kojeg proizvoda kontinuirano, te rezultate jednostavno promatrati na LCD zaslonu. Uz to, uređaj je kompaktan i pojednostavljenog dizajna s fiksnom sondom od nehrđajućeg čelika i nosačem sonde. Ovaj termometar je idealan za praćenje temperature tekućina, polukrutih tvari i ohlađene hrane.

HI 146-00 se lako može prenositi ili ugraditi u fiksnom položaju. Kako bi bili sigurni da uređaj pokazuje ispravnu temperaturu, HI 146-00 je dizajniran s HANNA ekskluzivnim CAL CHECK<sup>®</sup> prekidačem. Jednostavnim postavljanjem prekidača iz opcije "READ" na "TEST" i bez potrebe bilo kakve vanjske opreme, korisnik može osigurati točnost uređaja. U "TEST" načinu rada, HI 146 pokazuje 0,0 ° C (ili 32,0 ° C) ± 0,3 ° C (± 0,5 ° C), što je točnost uređaja. Uz ovu HANNA inovaciju, točnost se može provjeriti preko termometra bez dodatne opreme ili ulaganja.

**OPSEG ISPORUKE** : HI 146-00 se isporučuje s temperaturnom sondom od nehrđajućeg čelika, baterijama i uputama.

Specifikacije	
Raspon	-50,0 do 150,0 ° C
Rezolucija	0,1 ° C
Točnost	± 0,3 ° C (-20 do 90 ° C); ± 0,5 ° C (izvan)
Sonda	Od nehrđajućeg čelika, 160 x promjer 3 mm, 2 m kabla (fiksno)
Vrsta baterije/Trajanje	1 x 1,5 V AA / oko 5 godina
Radna okolina	0 do 50 ° C; rel. vlaž. maks. 95%
Dimenzije	86 x 110 x 43 mm
Težina	150 g