

# HI 5000 Serija

## pH tehničke kalibracijske otopine

- Potpuni raspon puferskih otopina

### Precizna mjerenja

Za postizanje preciznih i valjanih pH mjerenja, pH metar i pH elektroda moraju biti kalibrirani u najmanje 2 različite točke, blizu vrijednosti uzorka koji će se ispitivati.

HANNA nudi čitav raspon pH puferskih otopina koje će zadovoljiti sve vaše potrebe za kalibraciju, a proširene su s dvije dodatne linije: HI 50xx serija tehničkih puferskih otopina (prikazane na ovim stranicama) i otopine s rezolucijom  $\pm 0.001$ , HI 60xx.

### Tehničke otopine ( $\pm 0.01$ pH) za svaku točku pH ljestvice

Ove otopine nude viši stupanj točnosti pH mjerenja u posebnim područjima primjene, kao što je praćenje pH mošta i vina. Ova linija uključuje 13 otopina počevši od vrijednosti pH 1.00 sve do pH 13.00 s točnosti  $\pm 0.01$  pH, čime pokriva svaku točku pH ljestvice.

Ove otopine su namijenjene za primjene koje zahtijevaju iznimno točno praćenje pH, te su također dostupne s certifikatom o analizi, a pripremljene su prema NIST standardima.

Dostupne su i boce za otopine, obojene prema kalibracijskoj vrijednosti određenog standarda: HI 5004-R (crvena), HI 5007-G (zelena) i HI 5010-V (ljubičasta).



BOCE

pH vrijednost pri 25°C	Oznaka	Pakiranje
1.00	HI 5001	(1) 500 mL
1.68	HI 5016	(1) 500 mL
2.00	HI 5002	(1) 500 mL
2.00	HI 5002-01	(1) 1 L
2.00	HI 5002-36	(36) 500 mL
3.00	HI 5003	(1) 1 L
3.00	HI 5003-36	(36)500 mL
3.79	HI 5037	(1) 500 mL
4.01	HI 5004	(1) 500 mL
4.01	HI 5004-01	(1) 1 L
4.01	HI 5004-12	(12) 500 mL
4.01	HI 5004-36	(36) 500 mL
4.01	HI 5004-R	(1) 500 mL
4.01	HI 5004-R08	(1) 1 G (3.78 L)
4.01	HI 5004-R36	(36) 500 mL
4.63	HI 5046	(1) 500 mL
4.63	HI 5046-01	(1) 1 L
5.00	HI 5005	(1) 500 mL
5.00	HI 5005-01	(1) 1 L
6.00	HI 5006	(1) 500 mL
6.00	HI 5006-01	(1) 1 L
6.00	HI 5006-36	(36) 500 mL
6.86	HI 5068	(1) 500 mL
7.01	HI 5007	(1) 500 mL
7.01	HI 5007-01	(1) 1 L
7.01	HI 5007-12	(12) 500 mL
7.01	HI 5007-36	(36) 500 mL
7.01	HI 5007-G	(1) 500 mL
7.01	HI 5007-G08	(1) 1 G (3.78 L)
7.01	HI 5007-G36	(36) 500 mL
7.41	HI 5074	(1) 500 mL
7.41	HI 5074-01	(1) 1 L
8.00	HI 5008	(1) 500 mL
8.00	HI 5008-01	(1) 1 L
8.00	HI 5008-36	(36) 500 mL
9.00	HI 5009	(1) 500 mL
9.00	HI 5009-01	(1) 1 L
9.00	HI 5009-36	(36) 500 mL
9.18	HI 5091	(1) 500 mL
10.01	HI 5010	(1) 500 mL
10.01	HI 5010-01	(1) 1 L
10.01	HI 5010-12	(12) 500 mL
10.01	HI 5010-36	(36) 500 mL
10.01	HI 5010-V	(1) 500 mL
10.01	HI 5010-V08	(1) 1 G (3.78 L)
10.01	HI 5010-V36	(36) 500 mL

11.00	HI 5011	(1) 500 mL
12.00	HI 5012	(1) 500 mL
12.45	HI 5124	(1) 500 mL
13.00	HI 5013	(1) 500 mL

## Vrećice s jednom dozom jednostavne za upotrebu

Za najviši stupanj pouzdanosti terenske opreme, tehničke otopine su dostupne u prikladnim vrećicama s jednom dozom.

Vrećice s kalibracijskim otopinama pakirane su u kutijama koje sadrže 10 ili 25 komada kako bi se zadovoljile potrebe svakodnevnne primjene.



## VREĆICE

pH vrijednost pri 25°C	Oznaka	Pakiranje
1.00	HI 50001-01	(10) 20 mL
1.00	HI 50001-02	(25) 20 mL
1.68	HI 50016-01	(10) 20 mL
1.68	HI 50016-02	(25) 20 mL
2.00	HI 50002-01	(10) 20 mL
2.00	HI 50002-02	(25) 20 mL
3.00	HI 50003-01	(10) 20 mL
3.00	HI 50003-02	(25) 20 mL
3.79	HI 50037-01	(10) 20 mL
3.79	HI 50037-02	(25) 20 mL
4.01	HI 50004-01	(10)20 mL
4.01	HI 50004-02	(25) 20 mL
4.63	HI 50046-01	(25) 20 mL
4.63	HI 50046-02	(25) 20 mL
5.00	HI 50005-01	(10) 20 mL
5.00	HI 50005-02	(25) 20 mL
6.00	HI 50006-01	(10) 20 mL
6.00	HI 50006-02	(25) 20 mL
6.86	HI 50068-01	(10) 20 mL
6.86	HI 50068-02	(25) 20 mL
7.01	HI 50007-01	(10) 20 mL
7.01	HI 50007-02	(25) 20 mL
7.41	HI 50074-01	(10) 20 mL
7.41	HI 50074-02	(25) 20 mL
8.00	HI 50008-01	(10) 20 mL
8.00	HI 50008-02	(25) 20 mL
9.00	HI 50009-01	(10) 20 mL
9.00	HI 50009-02	(25) 20 mL
9.18	HI 50091-01	(10) 20 mL

9.18	HI 50091-02	(25) 20 mL
10.01	HI 50010-01	(10) 20 mL
10.01	HI 50010-02	(25) 20 mL
11.00	HI 50011-01	(10) 20 mL
11.00	HI 50011-02	(25) 20 mL
12.00	HI 50012-01	(10) 20 mL
12.00	HI 50012-02	(25) 20 mL
12.45	HI 50124-01	(10) 20 mL
12.45	HI 50124-02	(25) 20 mL
13.00	HI 50013-01	(10) 20 mL
13.00	HI 50013-02	(25) 20 mL

## HANNA kombinirani setovi

Koristite naše kombinirane setove za jednostavnu narudžbu.



## KOMBINIRANI SETOVI OTOPINA - BOCE

pH vrijednost pri 25°C	Oznaka	Pakiranje
pH 4.01, pH 7.01, pH 10.01	HI 54710	(3) 500 mL
pH 4.01, pH 7.01, pH 10.01, HI 70300L	HI 54710-10	(4) 500 mL
pH 4.01, pH 7.01, pH 10.01, HI 70300L, HI 7061L	HI 54710-11	(5) 500 mL
pH 4.01, pH 7.01, pH 10.01, HI 70300L, HI 7061L, HI 7071L	HI 54710-12	(6) 500 mL
pH 4.01, pH 7.01, pH 10.01, HI 70300L, HI 7061L, HI 7072L	HI 54710-13	(6) 500 mL