

HI 955501

Pt100 Termometar s 4 žice i zamjenjivom sondom



- Automatsko rangiranje
- Ekonomični
- Pokazatelj nedostatka sonde
- Opcija zaštite od udaraca pomoću štitnika

Pt100 modeli su široko priznati kao najprecizniji termometri s najboljom stabilnošću, ponovljivošću i linearnošću. Dodatkom sustava od 4 žice koji je otporan na pogreške (zbog duljine olovne žice) dobivate moćan alat za mjerenje točne temperature. HI 955501 ima značajku pokazatelja nedostatka sonde koja upozorava korisnika ako temperaturna sonda nije detektirana. HI 955501 mjeri temperaturu s rezolucijom od 0,1 ° C, u rasponu od -199,9 do 199,9 ° C, a zatim se automatski prebacuje na rezoluciju od 1 ° C za raspon od 200 do 850 ° C. Pritisnite tipku RANGE i promijenite rezoluciju u bilo kojem trenutku. Kompaktan, ergonomski dizajniran s dodatkom ručnog remena, lako prenosiv bilo gdje u laboratoriju ili pogonu. Radi zaštite tijekom terenskih mjerenja, preporuča se HANNA štitnik otporan na udarce. HI 955502 ima iste značajke kao i HI 955501 osim što je njegova sonda fiksna tj. nije zamjenjiva.

OPSEG ISPORUKE : HI 955501 i HI 955502 isporučuju se s baterijama i uputama.

DODATNA OPREMA :

HI 710008	Štitnik otporan na udarce, narančasti
HI 710007	Štitnik otporan na udarce, plavi
HI 710004	Meka torbica za HI 93510

Specifikacije	
Raspon	-199.9 do 199.9°C; 200 do 850°C
Rezolucija	0.1°C (-199.9 do +199.9°C); 1°C (200 do 850°C)
Točnost	± 0,2 ° C i ± 1 znamenka (-120,0 do 199,9 ° C); ± 1 ° C i ± 1 znamenka (-170 do 450 ° C); ± 1% pune skale i ± 1 znamenka (izvan) (za 1 godinu, bez pogreške sonde)
Sonda	HI 768 serija temperaturnih sondi Pt100 od nehrđajućeg čelika s 1 m kabla (nije uključeno)
Vrsta baterije / Trajanje	9V / oko 150 sati kontinuiranog korištenja
Radna okolina	0 do 50°C; rel. vlaž. max. 95%
Dimenzije	143 x 80 x 32 mm
Težina	320 g