

ISE elektrode

Senzori i dodatna oprema



ELEKTRODE	NAMJENA	POLUČELIJA	KOMBINACIJA	ISA	OTOPINA ZA NADOPUNJAVANJE	STD1	STD2	STD3	OSTALO
Amonijak	Plin	-	HI 4101	HI 4001-00	HI 4001-40	HI 4001-01 0,1 M	HI 4001-02 100 ppm	HI 4001-03 1000 ppm	HI 4000-52 zamjenski poklopac HI 4001-51 membranski kit HI 4000-51 zamjenska unutarnja pH i poklopac za amonijak HI 4001-45 otopina za kondicioniranje HI 4000-47 pH 4 i 7 sa soli
Brom	Krutina	HI 4002	HI 4102	HI 4000-00	HI 7072	HI 4002-01 0,1 M			HI 4000-70 traka za poliranje
Kadmij	Krutina	HI 4003	HI 4103	HI 4000-00	HI 7072	HI 4003-01 0,1 M			HI 4000-70 traka za poliranje
Kalcij	Polimerna membrana	HI 4004	HI 4104	HI 4004-00	HI 7082	HI 4004-01 0,1 M			HI 4004-51 modul HI 4104-51 kombinacijski modul HI 4004-45 otopina za kondicioniranje
CO ₂	Plin	-	HI 4105	HI 4005-00	HI 4005-40	HI 4005-01 0,1 M		HI 4005-03 1000 ppm	HI 4000-54 zamjenska pH unutarnja i poklopac za CO ₂ HI 4005-53 CO ₂ membranski kit (3 pakiranja) HI 4000-47 pH 4 i 7 sa soli HI 4005-45 otopina za kondicioniranje
Kloridi	Krutina	HI 4007	HI 4107	HI 4000-00	HI 7072	HI 4007-01 0,1 M	HI 4007-02 100 ppm	HI 4007-03 1000 ppm	HI 4000-70 traka za poliranje
Bakar	Krutina	HI 4008	HI 4108	HI 4000-00	HI 7072	HI 4008-01 0,1 M			HI 4000-70 traka za poliranje
Cijanidi	Krutina	HI 4009	HI 4109	HI 4001-00	HI 7072				HI 4000-70 traka za poliranje
Fluoridi	Krutina	HI 4010	HI 4110	HI 4010-00 HI 4010-05 HI 4010-06 HI 4010-30	HI 7075	HI 4010-01 0,1 M	HI 4010-02 100 ppm	HI 4010-03 1000 ppm	HI 4010-11 1 ppm sa TISAB II HI 4010-12 2 ppm sa TISAB II HI 4010-10 10 ppm sa TISAB II HI 4110-51 kombinacijski modul HI 4010-30 kit za fluoride
Jod	Krutina	HI 4011	HI 4111	HI 4000-00	HI 7072	HI 4011-01 0,1 M			HI 4000-70 traka za poliranje
Olovo/ Sulfati	Krutina	HI 4012	HI 4112	HI 4012-00	HI 7072	HI 4012-01 Olovo HI 4012-21 Sulfati 0,1 M			HI 4000-70 traka za poliranje
Nitrati	Polimerna membrana	HI 4013	HI 4113	HI 4013-00	HI 7078	HI 4013-01 0,1 M	HI 4013-02 100 ppm	HI 4013-03 1000 ppm	HI 4013-53 modul (3 pakiranja) HI 4113-53 kombinacijski modul (3 pakiranja) HI 4013-06 interferentna stlačena ISA
Kalij	Polimerna membrana	HI 4014	HI 4114	HI 4014-00	HI 7076	HI 4014-01 0,1 M			HI 4014-51 modul HI 4114-51 kombinacijski modul
Srebro/ Sulfidi	Krutina	HI 4015	HI 4115	HI 4000-00 (Ag ⁺) HI 4015-00 (S ²⁻)	HI 7072	HI 4015-01 0,1 M Srebro			HI 4000-70 traka za poliranje
Referentna	-	HI 5315			HI 7072 HI 7075 HI 7076 HI 7082 HI 7078				