

HANNA Kemijski Test Kitovi

JEDNOPARAMETARSKI TEST KITOVI



Sa svojim jednostavnim korištenjem i čvrstim transportnim kovčegom idealni su za terenska ispitivanja

Jednostavna i ekonomična analiza

Test kitovi predstavljaju najjednostavniji način za provođenje točne kemijske analize. Širok izbor setova uključuje jednoparameterske test kitove u različitim rasponima mjerenja uključujući i kombinirane test kitove sa svim potrebnim reagensima za specifične primjene. Svaki HANNA kemijski test kit dolazi sa čvrstim prijenosnim kovčegom i sveobuhvatnim uputstvima za upotrebu.

Kvaliteta i sigurnost

HANNA test kitovi opremljeni su kompletnom opremom i spremni su za korištenje. Dizajnirani su kako bi Vam pomogli da radite bolje, brže i sigurnije. Svi HANNA kemijski test kitovi sadrže boce na kapaljku označene različitim bojama koje je lako razlikovati tijekom analize. Boce na kapaljku čine titraciju veoma jednostavnom bez narušavanja točnosti.

Svaka plastična čašica opremljena je čepom kako bi se spriječilo prolijevanje i onečišćenje. Svaki test kit proizveden je prema najvišim standardima kvalitete.

Sveobuhvatna uputstva za upotrebu

Svaki kemijski test kit opremljen je sveobuhvatnim, jednostavnim uputstvima za upotrebu. Uputstva Vas vode kroz analizu korak po korak, čineći je jednostavnom čak i ne tehničkom osoblju.



Kolorimetrijski test kitovi

Brzi i jednostavni za korištenje, HANNA kolorimetrijski kemijski test kitovi idealno su rješenje za analizu brojnih parametara u vodi. Test kitovi su opremljeni prozirnim spremnikom s označenom skalom boja odmah pokraj uzorka koji se testira. Ovo čini proces usporedbe boja jednostavnim i preciznim.

Test kitovi sa Checker® diskom

HANNA test kit sa Checker® diskom koristi kolorimetrijsku tehniku kako bi osigurao veću točnost i rezoluciju. Checker® disk je okrugla ploča sa spektrom boja za usporedbu, od svjetlijih do tamnijih nijansi, proporcionalno koncentraciji parametra koji testirate. Korisnik treba samo staviti praznu kivetu i kivetu u kojoj je reagirao uzorak u Checker® disk. Okretanjem diska korisnik može vizualno odrediti koncentraciju koja najbolje odgovara uzorku. Ovakva tehnika poboljšava točnost i rezoluciju.

Titracijski test kitovi

Ovi precizni test kitovi osiguravaju jednostavnost korištenja bez gubitka točnosti i rezolucije. Kako bi odredili koncentraciju kemijskog parametra ovi test kitovi koriste titracijsku tehniku koja se sastoji od brojenja kapi titranta potrebnih da dođe do promjene boje u uzorku. Krajnja točka može biti određena s povećanom točnošću.

Jednoparametarski Test Kitovi

HI 38086	Test kit za kalcij u vodi za navodnjavanje
HI 3810	Test kit za otopljeni kisik
HI 3811	Test kit za alkalinitet
HI 3812	Test kit za tvrdoću
HI 3815	Test kit za kloride
HI 3818	Test kit za ugljični dioksid
HI 3820	Test kit za kiselost
HI 3822	Test kit za sulfite
HI 3824	Test kit za amonijak u slatkoj vodi
HI 3826	Test kit za amonijak u morskoj vodi
HI 3830	Test kit za brom
HI 3831F	Test kit za slobodni klor
HI 3831T	Test kit za ukupni klor

HI 3832	Test kit za jod
HI 3833	Test kit za fosfate
HI 3834	Test kit za željezo
HI 3835	Test kit za salinitet
HI 3838	Test kit za formaldehid
HI 3839	Test kit za hidrokside
HI 3840	Test kit za tvrdoću (niski raspon)
HI 3841	Test kit za tvrdoću (srednji raspon)
HI 3842	Test kit za tvrdoću (visoki raspon)
HI 3843	Test kit za hipoklorite
HI 3844	Test kit za hidrogen peroksid
HI 3845	Test kit za krom (srednji i visoki raspon)
HI 3846	Test kit za krom
HI 3847	Test kit za bakar
HI 3849	Test kit za hidrazin
HI 3850	Test kit za askorbinsku kiselinu
HI 3851	Test kit za cijanuričnu kiselinu
HI 3854	Test kit za cink
HI 3855	Test kit za cijanide
HI 3856	Test kit za bakar
HI 3857	Test kit za detergente
HI 3859	Test kit za prisutnost glikola
HI 3864	Test kit za fenole
HI 3873	Test kit za nitrite
HI 3874	Test kit za nitrate
HI 3875	Test kit za slobodni klor
HI 3879	Test kit za jod
HI 3880	pH Test kit (pH 4.0-6.5)
HI 3880/0	Test kit (pH 4.0 - 6.5)
HI 3881	pH Test kit (pH 6.0 - 8.5)
HI 3881/0	pH Test kit (pH 6.0 - 8.5)
HI 3881-5	pH Test kit (pH 4.0 - 8.0)
HI 3882	pH Test kit (pH 3.0 - 5.0)
HI 3886	pH Test kit (pH 7.5 - 10.0)
HI 3886/0	pH - Raspon 7.5 - 10.0 pH
HI 3887	Test kit za slobodni klor i pH
HI 3888	Test kit za ukupni klor i pH
HI 3889	Test kit za željezo i ukupnu tvrdoću
HI 3897	Test kit za kiseline u maslinovom ulju
HI 3898	Brzi test klorida za KPK - ISO i EPA
HI 38000	Test kit za sulfate
HI 38001	Test kit za sulfate (niski i visoki raspon)
HI 38013	Test kit za fenolftalein i ukupni alkalinitet
HI 38014	Test kit za ukupni alkalinitet
HI 38015	Test kit za kloride s proširenim rasponom
HI 38016	Test kit za ukupni klor

HI 38017	Test kit za slobodni i ukupni klor
HI 38018	Test kit za slobodni klor
HI 38019	Klor - Raspon (0.00-0.70 mg/L) (0.0-3.5 mg/L)
HI 38020	Test kit za slobodni i ukupni klor
HI 38022	Test kit za ukupni klor
HI 38023	Test kit za ukupni klor
HI 38033	Test kit za ukupnu tvrdoću
HI 38034	Test kit za ukupnu tvrdoću
HI 38035	Test kit za ukupnu tvrdoću i kalcij
HI 38039	Test kit za željezo (niski raspon)
HI 38041	Test kit za željezo (visoki raspon)
HI 38042	Test kit za magnezij (niski raspon)
HI 38049	Test kit za amonijak u slatkoj vodi
HI 38050	Test kit za nitrate u tlu i vodi za navodnjavanje
HI 38051	Test kit za nitrite
HI 38054	Test kit za ozon
HI 38058	pH Test kit (pH 4.0 - 10.0)
HI 38061	Test kit za fosfate
HI 38066	Test kit za silicij (niski raspon)
HI 38067	Test kit za silicij (visoki raspon)
HI 38072	Test kit za magnezij u vodi za navodnjavanje
HI 38073	Test kit za fosfor u tlu
HI 38074	Test kit za bor
HI 38075	Test kit za bakar
HI 38076	Test kit za cink
HI 38077	Test kit za fosfate
HI 38078	Test kit za SAR (apsorpcijski koeficijent natrija)
HI 38079	Test kit za magnezij u vodi za navodnjavanje
HI 38080	Test kit za kalcij i magnezij u tlu
HI 38081	Test kit za kalcij i magnezij u vodi za navodnjavanje
HI 38082	Test kit za kalij u tlu
HI 38083	Test kit za zamjenjivi natrij i gips
HI 38084	Test kit za ukupne zamjenjive kiseline