

Kalibracijske otopine za vodljivost

Kvalitetne otopine za laboratorijsku primjenu

Otopine za sve vaše potrebe

Kalibracija instrumenta/elektrode mjernog sustava osigurava točne i ponovljive rezultate. HANNA ima široki raspon kalibracijskih otopina za vodljivost i TDS koje su proizvedene kako bi se osigurala maksimalna preciznost.

Jednostavna kalibracija

Vaš uređaj za vodljivost/TDS može se kalibrirati kroz par minuta u vašem laboratoriju ili na terenu. Svaka etiketa prikazuje serijski broj proizvoda, rok trajanja i vodljivost/TDS korelacijsku tablicu.



TDS otopine

HANNA je jedan od rijetkih proizvođača koji nude kalibracijske otopine za laboratorijsku i terensku primjenu u pakiranjima od 20 do 500 mL. Naša pakiranja su dizajnirana kako bi zaštitila kalibracijske otopine od zraka i svjetlosti.

Oznaka	EC vrijednost na 25°C	Količina	Pakiranje	FDA boca	Certifikat analize
HI 6031	1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$	500 mL	1 boca		•
HI 6033	84 $\mu\text{S}/\text{cm}$	500 mL	1 boca		•
HI 7030L	12880 $\mu\text{S}/\text{cm}$	500 mL	1 boca		
HI 7030M	12880 $\mu\text{S}/\text{cm}$	250 mL	1 boca		
HI 7030/1G	12880 $\mu\text{S}/\text{cm}$	3.78 L	1 boca		
HI 7031L	1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$	500 mL	1 boca		
HI 7031L/C	1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$	500 mL	1 boca		•
HI 7031M	1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$	250 mL	1 boca		
HI 7031/1G	1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$	3.78 L	1 boca		
HI 7033L	84 $\mu\text{S}/\text{cm}$	500 mL	1 boca		
HI 7033M	84 $\mu\text{S}/\text{cm}$	250 mL	1 boca		
HI 7034L	80000 $\mu\text{S}/\text{cm}$	500 mL	1 boca		
HI 7034M	80000 $\mu\text{S}/\text{cm}$	250 mL	1 boca		
HI 7035L	111800 $\mu\text{S}/\text{cm}$	500 mL	1 boca		
HI 7035M	111800 $\mu\text{S}/\text{cm}$	250 mL	1 boca		
HI 7039L	5000 $\mu\text{S}/\text{cm}$	500 mL	1 boca		
HI 7039M	5000 $\mu\text{S}/\text{cm}$	250 mL	1 boca		
HI 8030L	12880 $\mu\text{S}/\text{cm}$	500 mL	1 boca	•	
HI 8031L	1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$	500 mL	1 boca	•	
HI 8033L	84 $\mu\text{S}/\text{cm}$	500 mL	1 boca	•	
HI 8034L	80000 $\mu\text{S}/\text{cm}$	500 mL	1 boca	•	
HI 8035L	111800 $\mu\text{S}/\text{cm}$	500 mL	1 boca	•	
HI 8039L	5000 $\mu\text{S}/\text{cm}$	500 mL	1 boca	•	