

Otopine za čišćenje za specifične primjene



Otopine namijenjene za čišćenje specifičnih mrlja i taloga

Usredotočeno čišćenje za elektrode s vrhunskom izvedbom

Kod mnogih primjena elektrode se upotrebom onečište što ima negativne posljedice na njihovu učinkovitost. Kako se nečistoća ne uklanja tijekom normalne upotrebe, potrebne su posebne otopine za čišćenje.


HANNA je pripremila kompletnu liniju otopina za čišćenje i dezinfekciju koje uklanjaju nečistoće i ostatke zaostale na elektrodnoj površini prilikom uranjanja u posebne uzorke poput vina, mošta, ulja, zemlje, industrijske otopine, masti, algi i mliječnih proizvoda.

Linija otopina za čišćenje osigurava maksimalnu učinkovitost i točnost vaših osjetila kada se koriste za određenu primjenu.

Ova linija proizvoda je dostupna u bocama od 250 i 500 mL kao i u vrećicama od 20 mL pakiranih po 25 komada. Jednostavno za otvaranje i uvijek svježe pakiranje vrećica praktično je i idealno za terenska mjerenja.



Očitavanja za elektrode očišćene različitim postupcima :



Vrijeme (sati)

3
2
1

Elektroda 1 je propisno očišćena prije kalibracije
Elektrode 2 i 3 nisu propisno očišćene

BOCE

Oznaka	Opis	Količina
HI 70620L	Otopina za čišćenje i dezinfekciju ostataka kože (kozmetička industrija)	500 mL
HI 70620M	Otopina za čišćenje i dezinfekciju ostataka kože (kozmetička industrija)	250 mL
HI 70621L	Otopina za čišćenje kožnih masnoća i masti (kozmetička industrija)	500 mL
HI 70621M	Otopina za čišćenje kožnih masnoća i masti (kozmetička industrija)	250 mL
HI 70630L	Kisela otopina za čišćenje masnoće od mesa i masti (prehrambena industrija)	500 mL
HI 70630M	Kisela otopina za čišćenje masnoće od mesa i masti (prehrambena industrija)	250 mL
HI 70631L	Lužnata otopina za čišćenje masnoće od mesa i masti (prehrambena industrija)	500 mL
HI 70631M	Lužnata otopina za čišćenje masnoće od mesa i masti (prehrambena industrija)	250 mL
HI 70632L	Otopina za čišćenje i dezinfekciju proizvoda od krvi	500 mL
HI 70632M	Otopina za čišćenje i dezinfekciju proizvoda od krvi	250 mL
HI 70635L	Otopina za čišćenje taloga vina (pravljenje vina)	500 mL
HI 70635M	Otopina za čišćenje taloga vina (pravljenje vina)	250 mL
HI 70636L	Otopina za čišćenje mrlja od vina (pravljenje vina)	500 mL
HI 70636M	Otopina za čišćenje mrlja od vina (pravljenje vina)	250 mL
HI 70640L	Otopina za čišćenje mliječnih taloga (prehrambena industrija)	500 mL
HI 70640M	Otopina za čišćenje mliječnih taloga (prehrambena industrija)	250 mL
HI 70641L	Otopina za čišćenje i dezinfekciju za mliječne proizvode (prehrambena ind.)	500 mL
HI 70641M	Otopina za čišćenje i dezinfekciju za mliječne proizvode (prehrambena ind.)	250 mL
HI 70642L	Otopina za čišćenje taloga sira (prehrambena industrija)	500 mL
HI 70642M	Otopina za čišćenje taloga sira (prehrambena industrija)	250 mL
HI 70663L	Otopina za čišćenje taloga zemlje (poljoprivreda)	500 mL
HI 70663M	Otopina za čišćenje taloga zemlje (poljoprivreda)	250 mL
HI 70664L	Otopina za čišćenje taloga humusa (poljoprivreda)	500 mL
HI 70664M	Otopina za čišćenje taloga humusa (poljoprivreda)	250 mL
HI 70670L	Otopina za čišćenje taloga soli (industrijski procesi)	500 mL
HI 70670M	Otopina za čišćenje taloga soli (industrijski procesi)	250 mL
HI 70671L	Otopina za čišćenje i dezinfekciju za alge, gljive i bakterije (industrijski procesi)	500 mL
HI 70671M	Otopina za čišćenje i dezinfekciju za alge, gljive i bakterije (industrijski procesi)	250 mL
HI 70680L	Otopina za čišćenje taloga celuloze	500 mL
HI 70680M	Otopina za čišćenje taloga celuloze	250 mL
HI 70681L	Otopina za čišćenje mrlja od tinte	500 mL
HI 70681M	Otopina za čišćenje mrlja od tinte	250 mL

VREĆICE

Oznaka	Opis	Vrećice
HI 700620P	Otopina za čišćenje i dezinfekciju ostataka kože (kozmetička industrija)	(25) 20 mL
HI 700621P	Otopina za čišćenje kožnih masnoća i sebuma (kozmetička industrija)	(25) 20 mL
HI 700630P	Kisela otopina za čišćenje masnoće od mesa i masti (prehrambena industrija)	(25) 20 mL
HI 700635P	Otopina za čišćenje taloga vina (pravljenje vina)	(25) 20 mL
HI 700636P	Otopina za čišćenje mrlja od vina (pravljenje vina)	(25) 20 mL
HI 700640P	Otopina za čišćenje mliječnih taloga (prehrambena industrija)	(25) 20 mL
HI 700641P	Otopina za čišćenje i dezinfekciju za mliječne proizvode (prehrambena ind.)	(25) 20 mL
HI 700642P	Otopina za čišćenje taloga sira (prehrambena industrija)	(25) 20 mL
HI 700661P	Otopina za čišćenje u poljoprivredi i za opću upotrebu	(25) 20 mL
HI 700663P	Otopina za čišćenje taloga zemlje (poljoprivreda)	(25) 20 mL
HI 700664P	Otopina za čišćenje taloga humusa (poljoprivreda)	(25) 20 mL
HI 700670P	Otopina za čišćenje taloga soli (industrijski procesi)	(25) 20 mL
HI 700671P	Otopina za čišćenje i dezinfekciju za alge, gljive i bakterije (ind. procesi)	(25) 20 mL
HI 700680P	Otopina za čišćenje mrlja od tinte	(25) 20 mL