



pH elektrode

Područje primjene	Preporučene elektrode	Specifikacije
Akvariji	HI 1332B/D/P, HI 1312S	dvostruki keramički spoj, punjiva
Kozmetički preparati	FC 212D	otvoreni spoj, viskolen
Pivo	HI 1131B/D/P, HI 1111S	keramički spoj, punjiva
Biotehnologija (<100 µl)	HI 1083B/D/P	otvoreni spoj, viskolen
Kruh	HI 2031B/D, HI 2020S	keramički spoj, punjiva
Sir	FC 200B/D/S	otvoreni spoj, viskolen
	FC 200B/D/S	otvoreni spoj, viskolen
	FC 202D	otvoreni spoj, viskolen
	FC 240B	otvoreni spoj, viskolen
	FC 250B	otvoreni spoj, viskolen
Titracija klorom	HI 3118B	elektroda za titracije
Rashladni tornjevi	HI 72911D	PTFE spoj, punjena polimerom
Mliječni proizvodi	FC 911B/D	dvostruki keramički spoj, punjiva
	FC 250B	otvoreni spoj, viskolen
	FC 300B/D	keramički spoj, punjiva
	FC 201D	otvoreni spoj, viskolen
	FC 100B/D	dvostruki keramički spoj, punjiva
	FC 203D	otvoreni spoj, viskolen
	FC 211D	otvoreni spoj, viskolen
Emulzije	HI 1053B/D/P, HI 1050S	trostruki keramički spoj, punjiva
	HI 1612D	trostruki keramički spoj, punjiva

Zaštita okoliša	HI 1217D/S	keramički spoj, punjena gelom
Tikvice	HI 1331B/D, HI 1311S	keramički spoj, punjiva
Fluorid	FC 301B+HI 5313	FC 301B mjerna, HI 5313B referentna
Prehrambena industrija (općenita upotreba)	FC 100B/D	dvostruki keramički spoj, punjiva
	FC 911B/D	dvostruki keramički spoj, punjiva
Voće	FC 200B/D/S	otvoreni spoj, viskolen
	FC 202D	otvoreni spoj, viskolen
	FC 220B/D	trostruki keramički spoj, punjiva
	FC 230B/D	otvoreni spoj, viskolen
Voćni sokovi, organski	FC 210B/D	dvostruki otvoreni spoj, viskolen
Općenita upotreba za otopine sa pH 7	HI 1217-6D	jednostruki keramički spoj, punjena gelom
	HI 1285-6	spoj od tkanine, punjena gelom
Suhomesnati proizvodi	FC 200B/D/S	otvoreni spoj, viskolen
	FC 202D	otvoreni spoj, viskolen
	FC 230B/D	otvoreni spoj, viskolen
	HI 2031B/D, HI 2020S	keramički spoj, punjiva
Vlaga (visoki %)	FC 911B/D	dvostruki keramički spoj, punjiva
Voda visoke čistoće	HI 1053B/D/P, HI 1050S	trostruki keramički spoj, punjiva
Hortikultura i rasadnici	HI 1053B/D/P, HI 1050S	trostruki keramički spoj, punjiva
	FC 200 B/D/S	otvoreni spoj, viskolen
	FC 202D	otvoreni spoj, viskolen
Industrijske otpadne vode	HI 1296D	spoj od tkanine, punjena gelom
	HI 1297D	spoj od tkanine, punjena gelom
Laboratoriji (općenita upotreba)	HI 1131B/D/P, HI 1111S	keramički spoj, punjiva
	HI 1230B/D, HI 1210S	dvostruki keramički spoj, punjena gelom
	HI 2110B	pH polučelija
	HI 5311	dvostruki keramički spoj, punjiva
	HI 5412	keramički spoj, punjiva
	HI 3131B/D/P, HI 3111S	keramički spoj, punjiva
	HI 1217D/S, HI 1611D	keramički spoj, punjiva
	HI 1610D	keramički spoj, punjiva
	HI 1615D	keramički spoj, punjiva
	HI 1616D	keramički spoj, punjena gelom
Koža i papir	HI 1413B	otvoreni spoj, viskolen
	HI 1413B/50, HI 1413S/50	otvoreni spoj, viskolen
Limunov sok	FC 100B/D	dvostruki keramički spoj, punjiva
Meso	FC 200B/D/S	otvoreni spoj, viskolen
	FC 230B/D	otvoreni spoj, viskolen
	HI 2031B/D, HI 2020S	keramički spoj, punjiva
	FC 400B/D	otvoreni spoj, viskolen
	FC 201D, FC 232D	otvoreni spoj, viskolen
Mlijeko i jogurt	FC 210B/D	dvostruki otvoreni spoj, viskolen
	FC 201D	otvoreni spoj, viskolen
	FC 212D	otvoreni spoj, viskolen
Mineralna voda	HI 1153B/D	trostruki keramički spoj, punjiva
Boja	HI 1053B/D/P, HI 1050S	trostruki keramički spoj, punjiva
Papir	HI 1413B	otvoreni spoj, viskolen
	HI 1414D	otvoreni spoj, viskolen
	HI 1413B/50, HI 1413S/50	otvoreni spoj, viskolen

	HI 1414D/50	otvoreni spoj, viskolen
Fotografske kemikalije	HI 1230B/D, HI 1210S	dvostruki keramički spoj, punjena gelom
	HI 1618D	spoj od tkanine, punjena gelom
Oplata	HI 62911D	PTFE spoj, punjena polimerom
Proteinske otopine	FC 210B/D	dvostruki otvoreni spoj, viskolen
Kontrola kvalitete	HI 1332B/D/P, HI 1312S	dvostruki keramički spoj, punjiva
	FC 100B	dvostruki keramički spoj, punjiva
Uzorci s fluoridima	HI 1143B/D	jednostruki keramički spoj, punjiva
Polukruti proizvodi	HI 2031B/D, HI 2020S	keramički spoj, punjiva
Koža	HI 1413B, HI 1413B/50, HI 1413S/50	otvoreni spoj, punjena gelom
Tlo	HI 1292D	trostruki keramički spoj, punjiva
Uzorci tla	HI 1230B/D, HI 1210S	dvostruki keramički spoj, punjena gelom
	HI 1617D	trostruki keramički spoj, punjiva
	HI 1292D	trostruki keramički spoj, punjiva
Otapala	HI 1043B/D/P, HI 1040S	dvostruki keramički spoj, punjiva
Jake kiseline	HI 1043B/D/P, HI 1040S	dvostruki keramički spoj, punjiva
	HI 1135B	dvostruki keramički spoj, punjiva
Površinska mjerenja	HI 1413B, HI 1413B/50, HI 1413S/50	otvoreni spoj, viskolen
Bazeni, komunalne vode	HI 1297D	spoj od tkanine, punjena gelom
Titracije s konstantnim rasponom temperature	HI 5412+HI 2110B	HI 5412 mjerna, HI 2110B referentna
	HI 1131B/D/P, HI 1111S	keramički spoj, punjiva
Titracije sa širokim rasponom temperature	HI 5311+HI 2110B	HI 5311 mjerna, HI 2110B referentna
	HI 1131B/D/P, HI 1111S	keramički spoj, punjiva
Trobazni puferi	HI 1144B/D	keramički spoj, punjiva
	HI 1343B/D	jednostruki keramički spoj, punjiva
	HI 5412	jednostruki keramički spoj, punjiva
	HI 5413	PTFE spoj, punjiva
	HI 5414	dvostruki keramički spoj, punjiva
Tikvice i epruvete	HI 1093B	otvoreni spoj, viskolen
	HI 1330B/D/P, HI 1310S	keramički spoj, punjiva
Vino i mošt	HI 1048B/D/P	CPS™ otvoreni spoj, punjiva
Prerada vina	FC 220B/D	trostruki keramički spoj, punjiva

ORP elektrode

Šifra	Specifikacije
HI 3230B/D, HI 3210S	senzor od platine, keramički spoj, punjena gelom
HI 3618D	senzor od platine, keramički spoj, punjiva
HI 3619D	senzor od platine, keramički spoj, punjiva
HI 3620D	senzor od platine, keramički spoj, punjena gelom
HI 4430B/D, HI 4410S	senzor od zlata, keramički spoj, punjena gelom
HI 4619D	senzor od zlata, keramički spoj, punjena gelom